

[PT] Informação ao Consumidor

Um curativo flexível, com contato total, para o manejo da pele seca e rash cutâneo.

StrataCTX é um gel semi-oclusivo, auto-secante e não pegajoso.

Quando usado tal como indicado, o StrataCTX seca para formar uma camada protetora permeável a gases e à prova d'água, que hidrata e protege as áreas comprometidas da pele e feridas superficiais da invasão química e microbiana.

StrataCTX pode ser aplicado diretamente na pele seca, feridas abertas e superfícies da pele comprometidas ou descamativas, incluindo rash cutâneo.

O gel StrataCTX é bacteriostático e inerte.

Não contém esteróides, álcoois, parabenos ou fragrâncias.

StrataCTX é transparente, permitindo aos usuários monitorar progresso da terapia sem remoção do curativo.

Como funciona o StrataCTX

StrataCTX seca para formar um curativo fino e flexível que hidrata e protege as áreas afetadas.

StrataCTX ajuda a promover um ambiente de cicatrização úmido para feridas ou pele comprometida.

Este ambiente úmido de cicatrização de feridas, promove uma reepitelização mais rápida e reduz significativamente a resposta inflamatória aguda da pele.

StrataCTX liga-se levemente à camada mais superficial da pele danificada. StrataCTX é ideal para áreas de contorno tais como cabeça, rosto, mãos, pés e articulações, grandes extensões e também regiões com pelos sem haver a necessidade de depilação.

Uso pretendido

StrataCTX é usado para aliviar alterações inflamatórias de baixo grau alterações como ressecamento, coceira, descamação e irritação da pele.

Para alterações inflamatórias mais graves, StrataCTX reduz a dor, vermelhidão e sensação de calor.

StrataCTX foi desenvolvido para uso em todos os tipos de feridas e pele comprometida, incluindo:

- Reações cutâneas
- Pele com prurido e urticária
- Pele seca e xerótica
- Descamação
- Fissuras da pele e dobras das unhas
- Bolhas
- Lesões de pele relacionadas ao adesivo médico (MARS)
- Eritema
- Reações à infusão
- Rash cutâneo, incluindo: erupção cutânea maculopapular, Síndrome mão-pé, GVHD, reação acneiforme, peri – e apendágica (foliculos pilosos, glândulas sudoríparas)

StrataCTX pode ser usado com ou sem um curativo de proteção secundário.

StrataCTX é adequado para crianças. StrataCTX é destinado para uso de um único paciente.

Instrução de Uso



Na primeira utilização dos tubos de 20 g, retire a tampa, corte a ponta do bico do tubo, feche o tubo com a tampa após o uso.



Para os tubos de 50 g, retire a tampa, em seguida, retire o selo de proteção e feche o tubo com a tampa após o uso.

Certifique-se de que a área superficial afetada está limpa e seca.

Aplique uma camada muito fina de StrataCTX diretamente no local afetado e deixe o gel secar.

Quando aplicado corretamente às áreas expostas, StrataCTX deve estar seco em 5–6 minutos.

Caso demore mais tempo para secar, provavelmente foi aplicado uma quantidade excessiva do produto.

Remova, delicadamente, o excesso com uma gaze e permita que o processo de secagem continue.

Uma vez seco, StrataCTX pode ser coberto por protetor solar, cosméticos e roupas.

StrataCTX deve ser aplicado pelo menos duas vezes ao dia nas áreas afetadas, conforme necessário ou conforme recomendado por seu médico.

Para melhores resultados StrataCTX deve ser mantido em contínuo contato com a pele. (24 horas por dia / 7 dias por semana)

Duração recomendada do tratamento

StrataCTX é recomendado como tratamento após os primeiros sinais ou sintomas na pele e deve ser aplicado até a resolução ou até que nenhuma melhora seja observada.

De quanto StrataCTX eu preciso?

StrataCTX é um gel com uma formulação avançada que requer, substancialmente, menos produto por aplicação do que os típicos cremes hidratantes ou géis.

Uma pequena quantidade possui longa duração.

- **StrataCTX 20 g** é suficiente para tratar uma área de 36 × 15 cm, duas vezes por dia por mais de 10 dias.
- **StrataCTX 50 g** é suficiente para tratar uma área de 36 × 15 cm, duas vezes por dia por mais de 25 dias.

Atenção

- Somente para uso externo.
- StrataCTX não deve ser colocado em contato com os olhos.
- StrataCTX não deve ser aplicado sobre medicamentos tópicos, a menos que aconselhado por seu médico.
- StrataCTX pode manchar a roupa se não estiver completamente seco. Se ocorrerem manchas, a limpeza a seco deve ser capaz de removê-las sem danificar o tecido.
- Para armazenamento correto, feche o tubo firmemente com a tampa.
- Se a sua reação cutânea mostrar sinais de infecção ou falha na cura, consulte imediatamente o seu médico.
- Se ocorrer irritação, interrompa o uso e consulte seu médico.
- Não é adequado para feridas muito exsudativas, feridas de tunelamento ou queimaduras de 3º grau.

- Mantenha fora do alcance das crianças.
- Não use após a data de validade impressa no tubo. A data de validade não muda depois que o tubo é aberto.
- Não use se o tubo estiver danificado.
- StrataCTX não requer métodos especiais de descarte. Por favor, siga os seus regulamentos locais de descarte.
- Conservar abaixo de 30°C. StrataCTX é estável até picos de 70°C que podem ocorrer durante o transporte.

ESTÉRIL ATÉ A ABERTURA

Ingredientes: Polidimetilsiloxanos, siloxanos, alquilmetil silicões.

[EN] Consumer information

A full contact flexible wound dressing for the management of dry skin and cutaneous rashes.

StrataCTX is a semi-occlusive, self-drying, and non-sticky gel.

When used as directed StrataCTX dries to form a protective layer that is gas permeable and waterproof which hydrates and protects compromised skin areas and superficial wounds from chemical and microbial invasion.

StrataCTX may be directly applied to dry skin, open wounds and compromised or desquamating skin surfaces, including cutaneous rashes.

StrataCTX gel is bacteriostatic and inert.

It contains no steroids, alcohol, parabens or fragrances.

StrataCTX is transparent allowing users to monitor therapy progress without removal of the dressing.

How StrataCTX works

StrataCTX dries to form a thin, flexible wound dressing which hydrates and protects affected areas.

StrataCTX promotes a moist healing environment for wounds or compromised skin

This moist wound healing environment promotes faster re-epithelialisation and significantly reduces the skin's acute inflammatory response.

StrataCTX lightly bonds to the most superficial damaged skin layer.

StrataCTX is ideal for large surface areas and contoured skin like head, face, hand and foot, as well as joints and hairy areas without the need for shaving.

Intended use

StrataCTX is used to relieve low grade inflammatory changes such as dry, itching, flaking, peeling and irritated skin.

For more severe inflammatory changes, StrataCTX reduces pain, redness and heat sensation.

StrataCTX was developed for use on all types of wounds, toxic and compromised skin including:

- Cutaneous reactions
- Pruritic, itchy skin
- Xerotic, dry skin
- Desquamation
- Fissures of skin and nail folds
- Blisters
- Medical Adhesive-Related Skin Injuries (MARS)
- Erythema
- Infusion reaction
- Rashes, including: Maculopapular rash, hand-foot syndrome, GVHD, acneiform reaction, peri- and appendageal (hair follicles, sweat glands)

StrataCTX can be used with or without a secondary protective dressing.

StrataCTX is suitable for children and people with sensitive skin.

StrataCTX is intended for single patient use.

Directions for use



On first use 20 g tubes remove the cap, cut the nozzle tip of the tube and close with the cap after use.



On 50 g tubes remove the cap, then the protective seal and close with the cap after use.

Ensure that the affected superficial area is clean and dry.

Apply a very thin layer of StrataCTX directly to the affected area and allow the gel to dry.

When applied correctly to exposed areas, StrataCTX should be dry in 5–6 minutes.

If it takes longer to dry you have probably applied too much.

Gently remove the excess with a clean tissue or gauze and allow the drying process to continue.

Once dry, StrataCTX may be covered by sunscreen, cosmetics and clothing.

StrataCTX should be applied at least twice daily to affected areas, as needed or as advised by your physician.

For best results StrataCTX should be maintained in continuous contact with the skin (24 hours a day/7 days a week).

Recommended duration of treatment

StrataCTX is recommended as treatment following the first signs or symptoms on the skin and should be applied until resolved or until no further improvement is seen.

How much StrataCTX do I need?

StrataCTX gel is an advanced formulation that requires substantially less product per application than typical moisturising creams or gels.

A little bit goes a long way.

- **StrataCTX 20 g (0.70 oz)** is enough to treat an area of 36 × 15 cm (14 × 6 inch) twice per day for over 10 days.
- **StrataCTX 50 g (1.75 oz)** is enough to treat an area of 36 × 15 cm (14 × 6 inch) twice per day for over 25 days.

Caution

- For external use only.
- StrataCTX should not be placed in contact with the eyes.
- StrataCTX should not be applied over topical medications unless advised by your physician.
- StrataCTX may stain clothing if not completely dry. If staining occurs, dry cleaning should be able to remove it without damaging the fabric.
- For correct storage please reclose the tube tightly with the cap.
- Should your cutaneous reaction show signs of infection or failure to heal, immediately consult your physician.
- If irritation occurs, discontinue use and consult your physician.
- Not suitable for highly exudative wounds, tunneling wounds or 3rd degree burns.
- Keep out of the reach of children.
- Do not use after the expiration (EXP) date printed on the tube. The expiration (EXP) date does not change once the tube has been opened.

- Do not use if the tube is damaged.
- StrataCTX does not require special disposal methods. Please follow your local disposal regulations.
- Please store under 30°C. StrataCTX is stable up to peaks of 70°C that can occur during transport.

STERILE UNTIL OPENED

Ingredients: Polydimethylsiloxanes, siloxanes, alkylmethyl silicones

	Dispositivo médico Medical device
	Consulte as instruções de uso Consult instructions for use
	Data de validade Use by date
	Código de lote Batch code
	Data de fabricação Date of manufacture
	Esterilizado mediante irradiação Sterilized using irradiation
	Sistema de barreira estéril simples Single sterile barrier system
	Não utilizar se o tubo estiver danificado Do not use if the tube is damaged
	Temperatura máxima de armazenamento Upper limit of temperature

Stratpharma AG,
57 Aeschenvorstadt,
4051 Basel, CH
Suíça / Switzerland

Importado por:

Dr. Reddy's Farmacêutica do Brasil Ltda.
Av. Guido Caloi, 1985-Galpão 11
Jd. São Luís – São Paulo – SP
CEP: 05802-140
SAC 0800 878 90 55
e-mail: carebrasil@drreddys.com
Farmacêutico Responsável:
Meire H. Fujiwara CRF-SP N°: 35.146
Registro n°: 81935899001

Data de preparação desta informação
Date of preparation of this information
02/2022